

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Rabbit anti-Mouse Linker (Ready-to-use) **ENZ-ENZ-ACC116-6000**

Artikelname	Rabbit anti-Mouse Linker (Ready-to-use)
Artikelnummer	ENZ-ENZ-ACC116-6000
Hersteller Artikelnummer	ENZ-ACC116-6000
Alternativnummer	ENZ-ENZ-ACC116-6000-6
Hersteller	Enzo Life Sciences
Wirt	Rabbit
Kategorie	Sonstiges
Applikation	IHC
Spezies Reaktivität	Mouse
Produktbeschreibung	The Rabbit anti-Mouse Linker is a ready-to-use signal amplifying reagent optimized to increase the detection sensitivity of Enzos POLYVIEW PLUS (anti-Rabbit) Reagents....
Klonalität	Polyclonal
Formulierung	Ready-to-use solution in PBS containing stabilizers and preservatives
Anwendungsbeschreibung	The Rabbit anti-Mouse Linker can be used in conjunction with POLYVIEW PLUS (anti-Rabbit) Reagents and kits to visualize mouse targets.