

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Rabbit IgG anti-Rat IgG (H+L)-unconj., MinX Ms VEC-AI-4001

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname                      | Rabbit IgG anti-Rat IgG (H+L)-unconj., MinX Ms                              |
| Artikelnummer                    | VEC-AI-4001                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer         | AI-4001                                                                     |
| Alternativnummer                 | VEC-AI-4001                                                                 |
| Hersteller                       | Vector Laboratories                                                         |
| Wirt                             | Rabbit                                                                      |
| Kategorie                        | Antikörper                                                                  |
| Spezies Reaktivität              | Rat                                                                         |
| Konjugation                      | Unconjugated                                                                |
| Format                           | IgG                                                                         |
| Spezifität                       | IgG (H+L)                                                                   |
| Minimale Kreuzreaktivität (MinX) | Ms                                                                          |
| Produktbeschreibung              | Rabbit Anti-Rat IgG Antibody (H+L), Mouse Adsorbed, Unconjugated, 0.5 mg... |
| Antibody Type                    | Secondary Antibody                                                          |