

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Calreticulin monoclonal antibody (FMC 75) ENZ-ADI-SPA-601-F

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Calreticulin monoclonal antibody (FMC 75)                      |
| Artikelnummer            | ENZ-ADI-SPA-601-F                                              |
| Hersteller Artikelnummer | ADI-SPA-601-F                                                  |
| Alternativnummer         | ENZ-ADI-SPA-601-F-200                                          |
| Hersteller               | Enzo Life Sciences                                             |
| Wirt                     | Mouse                                                          |
| Kategorie                | Antikörper                                                     |
| Applikation              | ICC, IHC, IP, WB                                               |
| Spezies Reaktivität      | Human, Monkey                                                  |
| Immunogen                | Recombinant calreticulin.                                      |
| Produktbeschreibung      | Calreticulin monoclonal antibody (FMC 75)...                   |
| Klonalität               | Monoclonal                                                     |
| Klon-Bezeichnung         | [FMC 75]                                                       |
| Isotyp                   | IgG1                                                           |
| UniProt                  | <a href="#">P27797</a>                                         |
| Quelle                   | Purified from ascites                                          |
| Reinheit                 | Protein G affinity purified.                                   |
| Formulierung             | Liquid. In PBS containing 50% glycerol and 0.09% sodium azide. |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Target-Kategorie       | Calreticulin            |
| Anwendungsbeschreibung | Predicted MW of ~63kDa. |