

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Caspase-3 (human), (recombinant) (active) ENZ-ALX-201-059-U025

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Caspase-3 (human), (recombinant) (active)                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikelnummer            | ENZ-ALX-201-059-U025                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hersteller Artikelnummer | ALX-201-059-U025                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alternativnummer         | ENZ-ALX-201-059-U025-25                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hersteller               | Enzo Life Sciences                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktbeschreibung      | Caspase-3 (human), (recombinant) (active)...                                                                                                                                                                                                                    |
| UniProt                  | <a href="#">P42574</a>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quelle                   | Produced in E. coli. Contains an N-terminal His-tag.                                                                                                                                                                                                            |
| Formulierung             | Lyophilized.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Target-Kategorie         | Caspase  Caspase-3  Caspase  Caspase-3                                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendungsbeschreibung   | Useful in studying enzyme regulation, determining target substrate, screening caspase inhibitors, or as a positive control in caspase assays. We recommend using 1 unit per assay for analyzing caspase activity. For a complete caspase-3 assay protocol, plea |