

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### SARS-CoV-2 Whole Spike Protein Antibody Set for ELISA ROC-KAA4MS9

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | SARS-CoV-2 Whole Spike Protein Antibody Set for ELISA                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | ROC-KAA4MS9                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | KAA4MS9                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | ROC-KAA4MS9                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller               | Rockland Immunochemicals                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NCBI                     | <a href="#">0</a>                                                                                                                                                                                                                                              |
| UniProt                  | <a href="#">P0DTC2</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Target-Kategorie         | SARS                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Application Verdünnung   | ELISA: 1:110,000-1:170,000                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anwendungsbeschreibung   | SARS-CoV-2 Whole Spike Protein Antibody Set for ELISA has been manufactured and tested for use in a sandwich ELISA format. Provided amount is sufficient for 96 assays, but final dilutions should be optimized by the user. Suggested starting dilutions: Cap |