

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Ponceau S Solution ROC-MB-072-0500

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Ponceau S Solution                                                                                                                                                                                                                                             |
| Artikelnummer            | ROC-MB-072-0500                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | MB-072-0500                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | ROC-MB-072-0500                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller               | Rockland Immunochemicals                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Applikation              | WB                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konjugation              | Unconjugated                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konzentration            | 1X                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Application Verdünnung   | WB: ready to use                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anwendungsbeschreibung   | Store at room temperature. The product is at working concentration, no further dilution is necessary. The limit of detection for this stain is 200 nanograms of protein after separation by electrophoresis in polyacrylamide gels and transferred to nitrocel |