

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### 10X PBST ROC-MB-075-1000

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | 10X PBST                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikelnummer            | ROC-MB-075-1000                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | MB-075-1000                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | ROC-MB-075-1000                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller               | Rockland Immunochemicals                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Konjugation              | Unconjugated                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konzentration            | 10X                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puffer                   | See application note.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Application Verdünnung   | ELISA: User Optimized, WB: User Optimized                                                                                                                                                                                                                      |
| Anwendungsbeschreibung   | This product is a 10X concentrated stock solution and should be diluted appropriately with distilled, deionized water or equivalent to its final working concentration. Dilute only prior to immediate use. 10X Phosphate Buffered Saline (PBS) consists of 0. |