

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Monosan HIER Tris-EDTA Buffer pH 8,0(10x), for 5.000 ml MON-APP162

Artikelname	Monosan HIER Tris-EDTA Buffer pH 8,0(10x), for 5.000 ml
Artikelnummer	MON-APP162
Hersteller Artikelnummer	MON-APP162
Alternativnummer	MON-APP162
Hersteller	Monosan
Kategorie	Sonstiges
Applikation	IF, IHC-Fr, IHC-P
Produktbeschreibung	Immunohistochemical staining procedures consist of sequential incubation steps with blocking solutions, antibodies and secondary reagents, enzymes and chromogenic substrates carried out on tissue sections. These tissue sections are mostly prepared ou...