

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

BrightVision, 2 steps detection system goat anti-mouse/rabbit AP MON-APP904

Artikelname	BrightVision, 2 steps detection system goat anti-mouse/rabbit AP
Artikelnummer	MON-APP904
Hersteller Artikelnummer	MON-APP904
Alternativnummer	MON-APP904
Hersteller	Monosan
Kategorie	Sonstiges
Applikation	IHC-P
Produktbeschreibung	The BrightVision detection system peroxidase Goat Anti-Mouse/Rabbit AP, is a Ready-to-Use system that has been manufactured to give an optimal staining, when using the protocol advised in this IFU. Prior to staining some routine fixed, paraffin-embe...