

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

RNA Marker Low ABN-R0001

Artikelname	RNA Marker Low
Artikelnummer	ABN-R0001
Hersteller Artikelnummer	R0001
Alternativnummer	ABN-R0001-50
Hersteller	Abnova
Kategorie	Molekularbiologie
Applikation	EP
Produktbeschreibung	The RNA Marker Low consists of seven single-stranded RNAs. The 20-base and 50-base RNA are synthesized by chemically (not phosphorylated). The 100, 200, 300, 400 and 500 bases are synthesized by in vitro transcription. The RNA Marker Low is suitable ...
Puffer	In 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) buffer containing 1 mM EDTA.
Application Verdünnung	1 uL (0.7 ug) RNA marker low mix with 5 uL of gel loading buffer.