

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### CEN11q (DEAC) FISH Probe ABN-FC0104

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | CEN11q (DEAC) FISH Probe                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Artikelnummer            | ABN-FC0104                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hersteller Artikelnummer | FC0104                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alternativnummer         | ABN-FC0104-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller               | Abnova                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Applikation              | FISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktbeschreibung      | Labeled FISH probes as chromosomal markers using Fluorescent In Situ Hybridization Technique. ( <a href="#">Technology</a> )....                                                                                                                                                                                  |
| Application Verdünnung   | The probe is provided in 5x concentrated format, to allow mixing of up to 5 chromosome FISH probes in a single hybridization assay. When used alone, it should be diluted to 1x with FISH Hybridization Buffer (Cat &#x2011;a href= <a href="http://www.abnova.com/products/">http://www.abnova.com/products/</a> |