

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### CEN20q (Texas Red) FISH Probe ABN-FC0167

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | CEN20q (Texas Red) FISH Probe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer            | ABN-FC0167                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | FC0167                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alternativnummer         | ABN-FC0167-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller               | Abnova                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Applikation              | FISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung      | Labeled FISH probes as chromosomal markers using Fluorescent In Situ Hybridization Technique. ( <a href="#">Technology</a> )....                                                                                                                                                                               |
| Application Verdünnung   | The probe is provided in 5x concentrated format, to allow mixing of up to 5 chromosome FISH probes in a single hybridization assay. When used alone, it should be diluted to 1x with FISH Hybridization Buffer ( <a href="http://www.abnova.com/products/">Cat &amp;a href=http://www.abnova.com/products/</a> |