

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### 19q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe ABN-FE0172

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | 19q Subtelomere(Texas Red) FISH Probe                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Artikelnummer            | ABN-FE0172                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | FE0172                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | ABN-FE0172-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller               | Abnova                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applikation              | FISH                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung      | Labeled FISH probes for identification of subtelomere aberrations using Fluorescent In Situ Hybridization Technique. ( <a href="#">Technology</a> )....                                                                                                                                                       |
| Application Verdünnung   | The probe is provided in 5x concentrated format, to allow mixing of up to 5 Subtelomere FISH Probes in a single hybridization assay. When used alone, it should be diluted to 1x with FISH Hybridization Buffer ( <a href="http://www.abnova.com/products">Cat &amp;a href=http://www.abnova.com/products</a> |