

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### CF660C Goat Anti-Guinea Pig IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed BOT-20497-1MG

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | CF660C Goat Anti-Guinea Pig IgG (H+L), Highly Cross-Adsorbed                                                                                                                                                                                                  |
| Artikelnummer            | BOT-20497-1MG                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | 20497-1mg                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alternativnummer         | BOT-20497-1MG-1MG                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hersteller               | Biotium                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wirt                     | Goat                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Konjugation              | CF660C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | Goat anti-guinea pig IgG (H+L) labeled with far-red fluorescent CF660C dye (Ex/Em 667/685 nm). The antibody has been cross-adsorbed against bovine, chicken, goat, Syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, sheep and rat serum. 1 mg IgG lyophilized ... |
| Konzentration            | N/A (lyophilized)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puffer                   | PBS, 15 mg/mL BSA, 20 mg/mL trehalose (after reconstitution)                                                                                                                                                                                                  |
| Quelle                   | Animal                                                                                                                                                                                                                                                        |