

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Histone-H2A-(PT0340R)-Rabbit-mAb, Clone: [PT0340R], Monoclonal AST-YM8200

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Histone-H2A-(PT0340R)-Rabbit-mAb, Clone: [PT0340R], Monoclonal |
| Artikelnummer            | AST-YM8200                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | YM8200                                                         |
| Alternativnummer         | AST-YM8200-40,AST-YM8200-100,AST-YM8200-200                    |
| Hersteller               | Assay Biotechnology                                            |
| Kategorie                | Antikörper                                                     |
| Applikation              | ELISA, IF, IHC, IP, WB                                         |
| Spezies Reaktivität      | Human, Mouse, Rat                                              |
| Klonalität               | Monoclonal                                                     |
| Klon-Bezeichnung         | [PT0340R]                                                      |
| Tag                      | Recombinant                                                    |
| NCBI                     | <a href="#">8329</a>                                           |
| UniProt                  | <a href="#">P04908</a>                                         |
| Quelle                   | Monoclonal Rabbit IgG, Kappa                                   |
| Reinheit                 | Protein A                                                      |
| Formulierung             | PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA                 |
| Target-Kategorie         | HIST1H2AB                                                      |

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Application Verdünnung | WB 1:1000-1:5000 IF 1:200-1:1000 ELISA 1:5000-1:20000 IP 1:50-1:200 IHC 1:200-1:1000 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|