

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Link-Dtech 545-Tb (Green), Bright-Dtech 545 PDT-LDT545

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Link-Dtech 545-Tb (Green), Bright-Dtech 545                                                                                                                                                                                                                   |
| Artikelnummer            | PDT-LDT545                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | LDT545                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | PDT-LDT545-200,PDT-LDT545-2,PDT-LDT545-8                                                                                                                                                                                                                      |
| Hersteller               | Poly-Dtech                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Applikation              | DOT, FLISA, LF, TR-FRET, WB                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konjugation              | Bright-Dtech 545                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktbeschreibung      | Link-Dtech 545-Tb (Green) kit is coupled with Bright-Dtech 545 for obtaining a labeling of antibodies, peptides, oligonucleotides and proteins. The kit is perfect for the need of small-volume fast labeling, for TRF assay development (FRET, FLISA, WB,... |
| Konzentration            | 1x10 <sup>-8</sup> M                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sensitivitaet            | 1x10 <sup>-13</sup> M or Possibility &lt; 1 pg/mL                                                                                                                                                                                                             |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Proben                   | Serum, Plasma, Cell supernatant, urine, other biological fluids                                                                                                                                                                                               |
| Anwendungsbeschreibung   | 4-8 C after coupling                                                                                                                                                                                                                                          |