

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Mouse GAL8 (Galectin 8) ELISA Kit EKL-EM23772

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Mouse GAL8 (Galectin 8) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                                             |
| Artikelnummer            | EKL-EM23772                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | EM23772                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | EKL-EM23772-96T                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | EnkiLife                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Mouse                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung      | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse GAL8. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with the specific ant... |
| Detektionsbereich        | 15.6-1000pg/mL                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sensitivitaet            | 6.2pg/mL                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proben                   | Serum,plasma and other biological fluids                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | GAL8                                                                                                                                                                                                                                                          |