

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

**Cytokeratin (Wide Spectrum ), Clone: [polyclonal], Polyclonal  
ZYT-RP010-05**

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Cytokeratin (Wide Spectrum ), Clone: [polyclonal], Polyclonal |
| Artikelnummer            | ZYT-RP010-05                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | RP010-05                                                      |
| Alternativnummer         | ZYT-RP010-05                                                  |
| Hersteller               | Zytomed Systems                                               |
| Wirt                     | Rabbit                                                        |
| Kategorie                | Antikörper                                                    |
| Applikation              | IHC-P, IHC-Fr                                                 |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                         |
| Immunogen                | Rabbit IgG                                                    |
| Klonalität               | Polyclonal                                                    |
| Klon-Bezeichnung         | [polyclonal]                                                  |
| Isotyp                   | IgG                                                           |
| Puffer                   | Trypsin                                                       |
| Formulierung             | Concentrate                                                   |
| Lagerung                 | 2°C to 8°C                                                    |
| Application Verdünnung   | 1:100                                                         |
| Anwendungsbeschreibung   | Positive control: Skin                                        |