

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Myosin Heavy Chain (Smooth Muscle)., Clone: [SMMS-1], Monoclonal ZYT-PM420AA

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Myosin Heavy Chain (Smooth Muscle)., Clone: [SMMS-1], Monoclonal |
| Artikelnummer            | ZYT-PM420AA                                                      |
| Hersteller Artikelnummer | PM420AA                                                          |
| Alternativnummer         | ZYT-PM420AA                                                      |
| Hersteller               | Zytomed Systems                                                  |
| Wirt                     | Mouse                                                            |
| Kategorie                | Antikörper                                                       |
| Applikation              | IHC-P                                                            |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                            |
| Immunogen                | Mouse IgG1 kappa                                                 |
| Klonalität               | Monoclonal                                                       |
| Klon-Bezeichnung         | [SMMS-1]                                                         |
| Isotyp                   | IgG1, kappa                                                      |
| Puffer                   | Borg or Diva                                                     |
| Formulierung             | Ready-to-use                                                     |
| Lagerung                 | 2°C to 8°C                                                       |
| Anwendungsbeschreibung   | Positive control: Uterus, Normal Breast                          |