

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### GENLISA Human Oculomedin (OCLM) ELISA KBS-KBH10150

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | GENLISA Human Oculomedin (OCLM) ELISA                                                                                                                                                                                                                               |
| Artikelnummer            | KBS-KBH10150                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hersteller Artikelnummer | KBH10150                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alternativnummer         | KBS-KBH10150-1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hersteller               | Krishgen Biosystems                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung      | The GENLISA Human Oculomedin (OCLM) ELISA includes features like: Ready to use protocol with break-apart wells for ease of use<br>Standardisation and High Reproducibility Lot to Lot Consistency<br>Accuracy and Precision Validated against seven points for a... |
| Detektionsbereich        | 15.625 - 1000 pg/ml                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sensitivitaet            | 9.375 pg/ml                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Proben                   | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids. For tear samples, please connect with us to discuss further.                                                                                                  |
| Anwendungsbeschreibung   | Colorimetric, Absorbance measured at 450nm                                                                                                                                                                                                                          |