

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Anti-Candida albicans Antibody, Rabbit RAY-MD-14-1064

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Anti-Candida albicans Antibody, Rabbit                                                                                          |
| Artikelnummer            | RAY-MD-14-1064                                                                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | MD-14-1064                                                                                                                      |
| Alternativnummer         | RAY-MD-14-1064                                                                                                                  |
| Hersteller               | RayBiotech                                                                                                                      |
| Wirt                     | Rabbit                                                                                                                          |
| Kategorie                | Antikörper                                                                                                                      |
| Spezies Reaktivität      | Fungi                                                                                                                           |
| Produktbeschreibung      | Rabbit Anti- Candida albicans...                                                                                                |
| Anwendungsbeschreibung   | Suitable for use in double-diffusion and CIE, direct IFA, ELISA and immunohistochemistry. Use neat in gel-precipitin reactions. |