

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### NexaTag Canine CD40 Ligand (TNFSF5) qIPCR ELISA Kit RAY-BIQC-CD40L-2

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | NexaTag Canine CD40 Ligand (TNFSF5) qIPCR ELISA Kit                                                                                                                                                                                                           |
| Artikelnummer            | RAY-BIQC-CD40L-2                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hersteller Artikelnummer | BIQC-CD40L-2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alternativnummer         | RAY-BIQC-CD40L-2                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hersteller               | RayBiotech                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Canine                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung      | The bead-based NexaTag Canine CD40 Ligand/TNFSF5 qIPCR ELISA Kit merges the specificity of sandwich-based ELISA, the sensitivity of real-time PCR, and the easy manipulation of microspheres to detect even the lowest levels of CD40 Ligand/TNFSF5 in ser... |
| NCBI                     | <a href="#">403468</a>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formulierung             | 96-well Microplate                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proben                   | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | CD40 Ligand (TNFSF5 / CD40LG)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anwendungsbeschreibung   | qPCR                                                                                                                                                                                                                                                          |