

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### HPV33 L1 / Laminin-332 Binding Assay Kit RAY-HPV-33L1-LAM332-2

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | HPV33 L1 / Laminin-332 Binding Assay Kit                                                                                                                                                                                                                      |
| Artikelnummer            | RAY-HPV-33L1-LAM332-2                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hersteller Artikelnummer | HPV-33L1-LAM332-2                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alternativnummer         | RAY-HPV-33L1-LAM332-2                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hersteller               | RayBiotech                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Virus                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktbeschreibung      | The HPV33 L1/Laminin-332 Binding Assay Kit uses a rapid, simple, and sensitive method to characterize the binding affinity between HPV type 33 major capsid protein and its receptor Laminin 332 in the presence of potential inhibitors within 4 hours. 4... |
| Formulierung             | 96-well Microplate                                                                                                                                                                                                                                            |
| Proben                   | Plasma, Serum, Antibodies, Proteins, Small Molecules, Peptides                                                                                                                                                                                                |
| Target-Kategorie         | L1, Laminin-332                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anwendungsbeschreibung   | Colorimetric                                                                                                                                                                                                                                                  |