

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Dengue Virus NS1c Recombinant RAY-228-10315-3

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Dengue Virus NS1c Recombinant                                                                                                                     |
| Artikelnummer            | RAY-228-10315-3                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | 228-10315-3                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | RAY-228-10315-3                                                                                                                                   |
| Hersteller               | RayBiotech                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                                                  |
| Expression System        | E. coli                                                                                                                                           |
| Reinheit                 | Dengue protein is purified by proprietary chromatographic technique.                                                                              |
| Sequenz                  | LWSNGVLESE MVIPKNFAGP KSQHNNRPGY HTQTAGPWHL<br>GKLEMDFDFC EGTTVVVTEG CGNRGPSLRT TTASGKLITE WCCRSTLPP<br>LRYRGEDGCW YGMEIRPLKE KEENLVSSLV TAAAAHHH |
| Formel                   | 20mM Tris-HCl pH 8.0, 8M urea &, 60mM NaCl.                                                                                                       |
| Application Verdünnung   | Each laboratory should determine an optimum working titer for use in its particular application.                                                  |