

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Porcine CD40L (Cluster Of Differentiation 40 Ligand) ELISA Kit EKL-EP22687

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Porcine CD40L (Cluster Of Differentiation 40 Ligand) ELISA Kit                                                                                                                                                                                                |
| Artikelnummer            | EKL-EP22687                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | EP22687                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | EKL-EP22687-96T                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | EnkiLife                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spezies Reaktivität      | Porcine                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktbeschreibung      | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Porcine CD40L. Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with the specific ... |
| Detektionsbereich        | 0.15-10ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensitivitaet            | 0.055ng/mL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proben                   | Serum,plasma and other biological fluids                                                                                                                                                                                                                      |
| Target-Kategorie         | CD40L                                                                                                                                                                                                                                                         |