

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Active Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78 (ENA78), E. coli USC-APA860HU03

|                          |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Active Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78 (ENA78), E. coli                                                |
| Artikelnummer            | USC-APA860HU03                                                                                                     |
| Hersteller Artikelnummer | APA860Hu03                                                                                                         |
| Alternativnummer         | USC-APA860HU03-10, USC-APA860HU03-50, USC-APA860HU03-100, USC-APA860HU03-200, USC-APA860HU03-500, USC-APA860HU03-1 |
| Hersteller               | Cloud-Clone                                                                                                        |
| Wirt                     | E. coli                                                                                                            |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                   |
| Applikation              | Activity Assay, Cell Culture                                                                                       |
| Spezies Reaktivität      | Human                                                                                                              |
| Molekulargewicht         | Predicted Molecular Mass(KD): 38.1kDa. Accurate Molecular Mass(KD): 40kDa                                          |
| UniProt                  | <a href="#">P42830</a>                                                                                             |
| Puffer                   | PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.                                            |
| Reinheit                 | > 97%                                                                                                              |
| Formulierung             | Freeze-dried powder                                                                                                |