

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Bovine Ribonuclease A5 (RNASE5) ELISA Kit RDD-RDR-RNASE5-B**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Bovine Ribonuclease A5 (RNASE5) ELISA Kit                                                                                                                                                                                       |
| Artikelnummer            | RDD-RDR-RNASE5-B                                                                                                                                                                                                                |
| Hersteller Artikelnummer | RDR-RNASE5-b                                                                                                                                                                                                                    |
| Alternativnummer         | RDD-RDR-RNASE5-B-96,RDD-RDR-RNASE5-B-48                                                                                                                                                                                         |
| Hersteller               | reddot Biotech                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                     |
| Applikation              | ELISA                                                                                                                                                                                                                           |
| Spezies Reaktivität      | Bovine                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung      | This Bovine Ribonuclease A5 (RNASE5) ELISA Kit is a precoated, Sandwich ELISA assay designed to detect and quantify the target analyte in serum, plasma and other biological fluids . This product is for Research Use Only.... |
| Detektionsbereich        | 15.6-1000pg/mL                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensitivitaet            | 6.1pg/mL                                                                                                                                                                                                                        |
| Proben                   | serum, plasma and other biological fluids                                                                                                                                                                                       |
| Target-Kategorie         | Bovine Ribonuclease A5 (RNASE5)                                                                                                                                                                                                 |
| Anwendungsbeschreibung   | Assay Length: 3 hours. Experimental Method: Sandwich                                                                                                                                                                            |