

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Taq Blend with Pfu (+dNTPs), Long and Robust amplification, Increased fidelity, Good for crude samples, genotyping, High GC/AT sample SCE-02-120

Artikelname	Taq Blend with Pfu (+dNTPs), Long and Robust amplification, Increased fidelity, Good for crude samples, genotyping, High GC/AT sample
Artikelnummer	SCE-02-120
Hersteller Artikelnummer	02-120
Alternativnummer	SCE-02-120-500
Hersteller	Sceti
Kategorie	Sonstiges