

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Taq Blend with Pfu (+dNTPs), Long and Robust amplification, Increased fidelity, Good for crude samples, genotyping, High GC/AT sample SCE-02-120-5**

Artikelname	Taq Blend with Pfu (+dNTPs), Long and Robust amplification, Increased fidelity, Good for crude samples, genotyping, High GC/AT sample
Artikelnummer	SCE-02-120-5
Hersteller Artikelnummer	02-120-5
Alternativnummer	SCE-02-120-5-500
Hersteller	Sceti
Kategorie	Sonstiges