

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### ELISpot Plus: Porcine IL-2 (ALP) MAB-3140-4APW-10

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | ELISpot Plus: Porcine IL-2 (ALP)                                                                                                                                                                                                                              |
| Artikelnummer            | MAB-3140-4APW-10                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hersteller Artikelnummer | 3140-4APW-10                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alternativnummer         | MAB-3140-4APW-10                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hersteller               | MABTECH                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applikation              | ELISpot                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spezies Reaktivität      | Porcine                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Konjugation              | ALP                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktbeschreibung      | ELISpot Plus for enumeration of cells secreting IL-2, This kit is ideal for users who want a convenient and sensitive assay. The assay is designed for the enumeration of cells secreting porcine IL-2. The kit includes ELISpot plates pre-coated with mo... |
| NCBI                     | <a href="#">396868</a>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Target-Kategorie         | IL-2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendungsbeschreibung   | Contents: MT265, biotin,Streptavidin-ALP enzyme conjugate for ELISpot,BCIP/NBT-plus substrate for ELISpot,Pre-coated ELISpot plate, white MSIP (mAbs MT264/267)                                                                                               |