

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### PhosphoBlocker(TM) Blocking Reagent CBL-AKR-103

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | PhosphoBlocker(TM) Blocking Reagent                                                                                                                                                                                                                           |
| Artikelnummer            | CBL-AKR-103                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | AKR-103                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | CBL-AKR-103                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | Cell Biolabs                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbeschreibung      | Most commercially available Western blot blockers, such as dry milk or serum, are sufficient to block unreactive sites on the membrane. However, they are not designed to preserve phosphoprotein antigens during blotting. Our PhosphoBLOCKER(TM) Blockin... |