

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **ViraDuctin(TM) Lentivirus Transduction Kit (40 Transductions) CBL-LTV-200**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | ViraDuctin(TM) Lentivirus Transduction Kit (40 Transductions)                                                                                                                                                                                                 |
| Artikelnummer            | CBL-LTV-200                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | LTV-200                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | CBL-LTV-200                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller               | Cell Biolabs                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktbeschreibung      | Lentiviral expression has many advantages over other viruses, including the ability to infect both proliferating and non-proliferating cells. The efficiency of lentivirus infection of target cells, however, tends to be lower. Additives such as Polybr... |