

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Ran Activation Assay CBL-STA-409

|                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Ran Activation Assay                                                                                                                                                                                                                |
| Artikelnummer            | CBL-STA-409                                                                                                                                                                                                                         |
| Hersteller Artikelnummer | STA-409                                                                                                                                                                                                                             |
| Alternativnummer         | CBL-STA-409                                                                                                                                                                                                                         |
| Hersteller               | Cell Biolabs                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                                                                                                                                                                         |
| Applikation              | WB                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produktbeschreibung      | Our Ran Activation Assay uses visible agarose beads to selectively precipitate the active form of Ran protein. The precipitated small GTPase is then detected by Western blot using a Ran-specific antibody included in the kit.... |