

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Rat Ferritin ELISA Kit, Gallus ICL-E-25F

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Rat Ferritin ELISA Kit, Gallus                                                    |
| Artikelnummer            | ICL-E-25F                                                                         |
| Hersteller Artikelnummer | E-25F                                                                             |
| Alternativnummer         | ICL-E-25F-1                                                                       |
| Hersteller               | ICL                                                                               |
| Wirt                     | Gallus                                                                            |
| Kategorie                | Kits/Assays                                                                       |
| Applikation              | ELISA                                                                             |
| Spezies Reaktivität      | Rat                                                                               |
| Produktbeschreibung      | Accurate measurement of rat ferritin for iron metabolism and storage research.... |
| Detektionsbereich        | 12.5 ng/ml - 400 ng/ml                                                            |
| Sensitivitaet            | 3.014 ng/ml                                                                       |
| Formulierung             | Sandwich ELISA                                                                    |
| Proben                   | Plasma,Serum                                                                      |
| Target-Kategorie         | Ferritin                                                                          |