

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### 20-Hydroxyecdysone (20E), BLG Conjugate KER-EGA264

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | 20-Hydroxyecdysone (20E), BLG Conjugate                                                                                                                                                                                                                       |
| Artikelnummer            | KER-EGA264                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller Artikelnummer | EGA264                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alternativnummer         | KER-EGA264                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hersteller               | Kerafast                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kategorie                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbeschreibung      | These rabbit polyclonal antibodies were generated against BSA conjugated ecdysteroids E and 20E and, in combination with BLG-conjugated ecdysteroids E and 20E, allow for a fast, accurate and low-cost means to measure titers for ecdysone (E) and 20-hy... |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Puffer                   | Whole serum                                                                                                                                                                                                                                                   |